




Smartee 隐形矫治器

自信笑容从“齿”开始



Smartee® 隐形矫治 创新性牙齿矫治科技

Smartee® 隐形矫治是在专业正畸基础上，融合 3D 打印技术、计算机辅助设计等技术开发出来的，采用进口口腔专用高分子膜片制成。

作用机理是佩戴矫治器后，依靠其材料的弹性形变产生的回弹力对牙齿施加矫治力，从而实现牙齿的移动，达到矫治错颌畸形的目的。

每天佩戴 20 小时 轻松完成矫治

Smartee® 隐形矫治包括一系列透明矫治器，每副矫治器都经过精密设计制造，使牙齿产生微小移动，只需按阶段佩戴，牙齿便可逐步达到理想效果。每天保证20小时以上佩戴时间，循序渐进，让您绽放自信笑容。

定制式 无托槽隐形矫治

美观、舒适、可随时摘戴、便于清洁
带给患者自信笑容



选择理由

1 美观

全透明材质，佩戴时他人难以察觉，就像牙齿的“隐形眼镜”，不影响正常的工作和生活。

2 有效

结合 CAD/CAM（计算机辅助设计 / 制造）和正畸技术定制而成，能精细控制牙齿移动，有效完成正畸治疗。

3 舒适

没有弓丝、托槽等异物，不对口腔造成创伤，基本无异物感。

4 易清洁

进食、刷牙时可摘取下来，自由的摘戴方式，方便清洁口腔卫生。

微笑生活
正雅相伴



哪些情况 需要正畸治疗



间隙

牙列间隙指牙齿间出现的间隙。



反颌

下前牙咬在上前牙的外面。



开颌

在正中颌位及非正中颌位时，上下颌部分牙齿在垂直向无颌接触。



拥挤

牙列拥挤是错颌畸形中最常见的，表现为牙齿拥挤错位排列不齐。



对刃

前牙牙齿的切端与切端接触，没有覆牙、覆盖关系。导致咬合不良。



深覆颌

上下颌牙弓和（或）上下颌骨垂直向发育异常所致的错颌畸形。上前牙切缘盖过下前牙牙冠长度 1/3 以上或下前牙咬合于上前牙舌侧 1/3 以上。

如何开始 Smartee® 隐形矫治



查找就近的 Smartee® 隐形矫治医疗机构

- 1) 关注微信公众号，留言咨询。
- 2) 登录 Smartee® 隐形矫治官网在线咨询客服，网址 www.smartee.cn。
- 3) 拨打矫治专线：400 600 5197



就诊检查

医生给出初步矫治建议并为您进行相关检查：取硅橡胶模型、咬合记录、全口曲面断层片、头颅侧位片、面部及口内照片。



确认矫治方案

医生将与您确认专属于您的个性化定制矫治方案。



隐形矫治器个性化定制

根据您的矫治方案，利用 3D 打印技术将数字模型实体化，精确定制一系列 Smartee® 隐形矫治器。



佩戴隐形矫治器

按阶段佩戴，保证每天有 20 小时以上的佩戴时间。并按时到医生处复诊。当所有隐形矫治器佩戴完，就完成了牙齿矫正。

您关心的问题

Q 我适合用 Smartee® 隐形矫治进行治疗吗？

A Smartee® 隐形矫治适用于大多数需要矫治的患者。若您需要进行隐形矫治，请联系口腔医师。

Q Smartee® 隐形矫治是怎样移动牙齿的？

A 它使用透明的矫治器对牙齿施加压力，迫使牙齿在小范围内移动，医生会根据患者的情况来决定那些特殊牙齿的移动以及它们的移动范围。

Q Smartee® 隐形矫治正畸治疗的效果好吗？

A 只要您经过专业口腔医师诊疗，并认真配合，按要求佩戴 Smartee® 隐形矫治器，就能取得满意、有效的矫治效果。

Q Smartee® 隐形矫治治疗需要多长时间？

A 隐形矫治治疗的周期根据患者的牙齿情况来决定，一般需要 6-18 个月。

Q Smartee® 隐形矫治治疗需要注意什么？

A 您可以在进食、刷牙或重要场合取下矫治器，但应保持每日佩戴时间不少于 20 小时以上。您的良好配合与矫治效果密切相关。

Q Smartee® 隐形矫治治疗正畸，牙齿会疼痛吗？

A 需要移动的牙齿在初始两至三天左右会有轻微酸痛，其余时间牙齿无明显感觉。



 | Smartee正雅隐形矫治

www.smartee.cn



 400-600-5197

产品名称：定制式隐形正畸矫治器 禁忌内容及注意事项详见说明书

产品技术要求编号：沪械注准 20192170061

医疗器械注册证编号：沪械注准 20192170061

生产企业：上海正雅齿科科技股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2305 号 122 室

沪械广审（文）第 2019062336 号